

Deutsch

Hotkeys im Digta Configurator desk

Zur Tastenbelegung des Digta SonicMic 3 verwendet der Digta Configurator desk für einige Befehle Hotkeys (Schnellzugriffstasten).

Aktion im Digta Configurator desk	Kategorie	Hotkey Werkseinstellung Digta Configurator desk	Hotkey in Dragon änderbar unter Extras/Optionen.../Zugriffstasten
Wiedergabe ein	Diktat	Umschalt + Num-	ja
Wiedergabe aus	Diktat	Esc	nein
Schnelle Wiedergabe	Diktat	Umschalt + Num*	ja
Wort links markieren	Navigation	Umschalt + Strg + Cursor links	nein
Wort rechts markieren	Navigation	Umschalt + Strg + Cursor rechts	nein
Cursor Wort links	Navigation	Strg + Cursor links	nein
Cursor Wort rechts	Navigation	Strg + Cursor rechts	nein
Korrekturfenster öffnen	Dragon Befehle	Num-	ja (Dragon medical: Strg + Num-)
Diktierfenster öffnen	Dragon Befehle	Strg + Umschalt + D	ja
Menü der Dragonleiste	Dragon Befehle	Num*	ja (Dragon medical: Strg + Num*)
Abbrechen	Windows	Esc	nein
OK	Windows	Eingabetaste, OK	nein

Sollte die Werkseinstellung der Hotkeys unerwünschte Reaktionen bei anderen Programmen auslösen, so können die Tastenkombinationen einiger Befehle im Dragon-Menü „Extras/Optionen/Zugriffstasten“ geändert werden. Der Digta Configurator desk übernimmt die neuen Einstellungen automatisch für das Digta SonicMic 3.

Dragon medical hat eine andere Voreinstellung für „Korrekturfenster öffnen“ und „Menü der Dragonleiste“ als Dragon professional und legal. Für die Tastenbelegung des Digta SonicMic 3 mit diesen Befehlen müssen diese beiden Hotkey-Voreinstellungen in Dragon medical angepasst werden.

English

Hotkeys in the Digta Configurator desk

The Digta Configurator desk is using hotkeys for a few commands to adjust the button assignment of the Digta SonicMic 3.

Action in Digta Configurator desk	Category	Factory settings of hotkeys in Digta Configurator desk	Hotkey in Dragon changeable in Tools/Options.../Hot keys
Playback on	Dictation	Shift + Num-	yes
Playback off	Dictation	Esc	no
Fast playback	Dictation	Shift + Num*	yes
Select word on left	Navigation	Shift + Ctrl + Cursor left	no
Select word on right	Navigation	Shift + Ctrl + Cursor right	no
Move cursor to word on left	Navigation	Ctrl + Cursor left	no
Move cursor to word on right	Navigation	Ctrl + Cursor right	no
Show correction window	Dragon commands	Num-	yes (Dragon medical: Ctrl + Num-)
Show dictation box	Dragon commands	Ctrl + Shift + D	yes
Show DragonBar menu	Dragon commands	Num*	yes (Dragon medical: Ctrl + Num*)
Cancel	Windows	Esc	no
OK	Windows	Enter key, OK	no

If the hotkeys' factory settings are causing undesired reactions with other programs, the button assignments of several commands can be modified in the "Tools/Options.../Hot Keys" Dragon menu. The Digta Configurator desk automatically adopts the new settings for the Digta SonicMic 3.

Dragon medical uses other factory settings for „Show correction window" and "Show DragonBar menu" than Dragon professional und legal. For the button assignments of the Digta SonicMic 3 with these commands both of these hotkey presettings have to be adjusted in Dragon medical.

Français

Raccourcis clavier du Digta Configurator desk

Le Digta Configurator desk utilise des touches de raccourci (hotkeys) pour quelques commandes de l'affectation des touches du Digta SonicMic 3.

Action dans le Digta Configurator desk	Catégorie	Réglage par défaut des touches de raccourci dans le Digta Configurator desk	Raccourci dans Dragon modifiable sous Outils/Options.../Touches de raccourci
Marche relecture	Dictée	Maj + Num-	oui
Arrêt relecture	Dictée	Échap.	non
Relecture rapide	Dictée	Maj + Num*	oui
Sélectionner mot à gauche	Navigation	Maj+ Ctrl + Curseur sur la gauche	non
Sélectionner mot à droite	Navigation	Maj+ Ctrl + Curseur sur la droite	non
Curseur mot à gauche	Navigation	Ctrl + Curseur sur la gauche	non
Curseur mot à droite	Navigation	Ctrl + Curseur sur la droite	non
Afficher la fenêtre de correction	Commandes Dragon	Num-	oui (Dragon medical: Ctrl + Num-)
Ouvrir la boîte de dictée	Commandes Dragon	Ctrl + Maj + D	oui
Menu de la barre Dragon	Commandes Dragon	Num*	oui (Dragon medical: Ctrl + Num*)
Annuler	Windows	Échap.	non
OK	Windows	Entrée, OK	non

Si le réglage par défaut des touches de raccourci provoque des réactions indésirables avec d'autres logiciels, les combinaisons des touches de certaines commandes peuvent être modifiées dans le menu Dragon "Outils/Options.../Touches de raccourci". Le Digta Configurator desk reprend automatiquement les nouveaux réglages pour le Digta SonicMic 3.

Dragon medical utilise une autre pré-réglage pour les commandes « Afficher la fenêtre de correction » et « Menu de la barre Dragon » que Dragon professional et Dragon legal. Pour l'affectation des touches du Digta SonicMic 3 avec ces commandes il faut adapter ces deux pré-réglages des raccourcis clavier dans Dragon medical.